



## Pediatrična klinika

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

Vrazov trg 1  
1525 Ljubljana  
T 01/522 4775  
W [www.kclj.si](http://www.kclj.si)

Ljubljana, 25.8.2020

Pediatrična klinika – oddelki, ambulate: vsa odvzemna mesta, kurirska služba

### NAVODILO za transport vzorcev venske krvi v ledeni kopeli («na ledu»)

Zaradi neenotnega pošiljanja vzorcev krvi v ledeni kopeli, podajamo navodila za pripravo vzorca za omenjeni transport. Takšen transport je primeren za preiskave naročene na KNM, IMI in KIKKB.

- I. Kri odzamemo v epruveto, ki je predvidena za naročeno preiskavo po predpisanem postopku.
- II. Za transport v ledeni kopeli potrebujemo:
  - Lonček
  - 2 plastični vrečki
  - Kocke ledu
- III. Pripravimo ledeno kopel:
  1. V prvo vrečko damo **1 dL mrzle vode in 1-2- kocki ledu**. Vrečko zavežemo in postavimo v lonček.
  2. Označeno epruveto (ali več epruvet) damo v drugo suho vrečko. Vrečko zavežemo in postavimo v lonček tako, da ledena voda obdaja epruvete.

Tako pripravljene vzorci morajo prispeti v ledeni kopeli k naročniku **takoj oz. najkasneje v 2 urah** po odvzemu, če preiskava ne zahteva drugače.

S spoštovanjem,

Doc. Dr. Alenka Trampuš Bakija, spec. med. biokem.  
v.d. vodje KISLD

