



Pediatrična klinika

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

Bohoričeva 20
1000 Ljubljana
T 01/522 9213
W www.kclj.si


Ljubljana, 24.7.2024

Klinikam, kliničnim oddelkom UKCL in zunanjim naročnikom

Uporaba stekelc za preiskovanje eozinofilnih granulocitov v razmazu

Naročnike preiskave »Eozinofilni granulociti v razmazu« prosimo, da zaradi spremembe tehnologije barvanja, razmaze pripravljajo na stekelca, ki jih dobijo v laboratoriju KISLD (tel. 9267).

Postopek nanosa vzorca je enak, prosimo pa, da na matirani konec stekelca **Z NAVADNIM SVINČNIKOM** (alkoholni flumaster ni primeren) napišete ime in priimek pacienta ter datum odvzema vzorca. Črtno kodo z naročilom nalepite na sekundarni vsebnik, v katerem pošiljate stekelce.



Pravilno označeno objekno stekelce

Za dodatna vprašanja smo na voljo na tel št. 01 522 9267

S spoštovanjem,
doc. dr. Alenka Trampuš Bakija, spec. med. biokem.
vodja KISLD, Pediatrična klinika

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Pediatrična klinika
klinični inštitut za specialno
laboratorijsko diagnostiko
Ljubljana, Bohoričeva 20